

Wärmepflaster mit Capsaicin und Far Infrared-Keramikpulver

Einzigartige Kombination sorgfältig ausgewählter Kräuterextrakte nach den Methoden der traditionellen chinesischen Medizin. Die Wirkung wird durch den innovativen Bestandteil – Far Infrared-Keramikpulver – verstärkt, der die langanhaltende Wirkung aller Inhaltsstoffe unterstützt und vorübergehende Schmerzlinderung bietet. Die Wärmepflaster enthalten Capsaicin, Chuanxiong-Wurzel, Pfingstrose, Zimt, Ingwer, Nelken, Myrrhe, Kampfer und Menthol, die eine langanhaltende Linderung bei Rücken-, Gelenk- und Muskelschmerzen bieten. Sie wirken effektiv gegen Steifheit oder Überbeanspruchung von Muskeln und Sehnen.

Anwendung: Die betroffene Stelle reinigen und trocknen. Die Schutzfolie entfernen und das Pflaster auf die gewünschte Stelle aufkleben. Pro Anwendung immer nur ein Pflaster verwenden, höchstens zwei Pflaster pro Tag, über maximal sieben Tage. Eine erneute Anwendung auf derselben Stelle sollte nach einer Pause von sieben bis vierzehn Tagen erfolgen. Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren. Schwangere und stillende Frauen dürfen das Pflaster nur nach Rücksprache mit dem Arzt verwenden.

Brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie einen Arzt, wenn:

- lokale Hautreaktionen wie Ausschlag, Juckreiz, Rötung, Reizung, Schmerzen, Schwellung oder Blasen auftreten,
- sich der Zustand verschlechtert oder die Symptome länger als 7 Tage anhalten,
- die Symptome abklingen und nach einigen Tagen wieder auftreten.

Das Pflaster darf nicht:

- auf verletzter Haut verwendet werden,
- zusammen mit einer Heizaufgabe angewendet werden,
- mit Schleimhäuten, insbesondere den Augen, in Kontakt kommen,
- verwendet werden, wenn eine bekannte Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe besteht.

Zusammensetzung: Far Infrared Ceramic Powder, Chuanxiong rhizoma, Paeoniae radix rubra, Paeoniae radix alba, Cinnamomi cortex, Zingiberis rhizoma, Caryophylli flos, Olibanum, Myrrha, Borneol, Camphor, Menthol, Capsicum Extract, Klebstoff.

Nur zur äußeren Anwendung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Medizinprodukt.

Lagerung: Nicht direkter Sonneneinstrahlung, Frost oder übermäßiger Feuchtigkeit aussetzen. An einem trockenen Ort bei Temperaturen bis 25 °C lagern.

Größe: 12 × 18 cm **Packungsinhalt:** 1 Pflaster

Hersteller: Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, Provinz Henan, China

Europäischer Bevollmächtigter: Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München, Deutschland

Vertrieb für Tschechien: F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Tschechische Republik, E-Mail: fgroup@fgroup.cz

Vertrieb für die Slowakei: Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Slowakei, E-Mail: fazzini@fazzini.sk

Website: www.fortepatch.com

CE-zertifiziert. Medizinprodukt.